


Спектральные приборы

ЛЕКЦИЯ 7



Дифракционная решетка как спектральный прибор



Направление на максимум ($\theta = \theta_m$):

$$d \sin \theta_m = m\lambda$$

$$m = 1,2,3,...$$

Угловая дисперсия:

$$\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta_m}$$


Дисперсионная область:


$$d \sin \theta_{m+1} = (m+1)\lambda = m(\lambda + \Delta\lambda) = >$$

$$\triangle \lambda = \frac{\lambda}{m}$$



Угловая ширина дифракционного максимума





$$\delta \varphi = \frac{2\pi}{N}$$

$$\delta L = \frac{\delta \varphi}{k} = \frac{\lambda}{N}$$

Направление на максимум:

$$d \sin \theta_m = m\lambda$$
 $m = 1,2,3,...$

Направление на ближайший минимум:

$$d \sin(\theta_m + \delta\theta) = m\lambda + \frac{\lambda}{N}$$

Разность:

$$d \sin(\theta_m + \delta\theta) - d \sin\theta_m = d\delta\theta \cos\theta_m = \frac{\lambda}{N}$$


Угловая ширина максимума: $\delta\theta = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_m}$

$$\delta\theta = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_m}$$

$$\delta heta pprox rac{\lambda}{L}$$
 где $L = Nd$ - ширина решетки



Разрешающая способность дифракционной решетки



Направление на максимум для длины волны $\lambda + \delta \lambda$:

$$d \sin(\theta_m + \delta\theta) = m(\lambda + \delta\lambda)$$

Направление на минимум для длины волны λ :

$$d \sin(\theta_m + \delta\theta) = m\lambda + \frac{\lambda}{N}$$

Условие разрешения длин волн λ и $\lambda + \delta\lambda$:


$$m(\lambda + \delta\lambda) = m\lambda + \frac{\lambda}{N} = >$$


Разрешающая способность решетки:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = mN$$



Распределение интенсивности света при дифракции на дифракционной решетке





Световое поле от одной щели:

$$E_b(\theta) = E_0 \frac{\sin(ub/2)}{ub/2}$$
, где $u = k \sin \theta$

Разность фаз излучения от двух соседних щелей:

$$\delta = kd \sin \theta = ud$$

Световое поле от N щелей:

$$E\left(\theta
ight) = E_{b}\left(1 + e^{i\delta} + e^{2i\delta} + ... + e^{i(N-1)\delta}\right) = E_{b} \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}}$$
 Формула: $\left|1 - e^{i\delta}\right|^{2} = \left|e^{-i\delta/2} - e^{i\delta/2}\right|^{2} = 4\sin^{2}\delta/2$


Интенсивность света при дифракции на решетке:

$$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2(Nud/2)}{\sin^2(ud/2)} \frac{\sin^2(ub/2)}{ub/2}$$

где
$$u = k \sin \theta$$



Эшелет - отражательная дифракционная решетка



Угол зеркального отражения от одного штриха (угол блеска): $\varphi_{\mathsf{F}} = \varphi_0 - 2\Omega$, где Ω - угол скоса

Направление на дифракционные максимумы

$$(\theta = \theta_m): - d\sin\varphi_0 + d\sin\theta_m = m\lambda$$

Максимум нулевого порядка (m=0): $\theta_0=\varphi_0$

Максимум m-го порядка совпадает с углом блеска $\theta_m = \varphi_{\mathsf{b}}$:

$$-2d\sin\Omega\cos(\varphi_0-\Omega)=m\lambda$$

При угле падения $\varphi_0 = \Omega$ и m = -1:


$$2d\sin\Omega = \lambda$$



Призма как спектральный прибор

Дисперсия показателя преломления

призмы: $n = n(\lambda)$



Максимум для длины волны λ :

$$n(\lambda)b = |AO| + |OB|$$

Минимум для длины волны $\lambda + \delta \lambda$:

$$n(\lambda + \delta\lambda)b + \lambda = |AO| + |OB|$$


Получим:
$$b \frac{dn}{d\lambda} \delta \lambda + \lambda = 0$$
, где $\frac{dn}{d\lambda} < 0$

Разрешающая способность призмы:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = -b \frac{dn}{d\lambda}$$



Интерферометр Фабри-Перо



Разность хода между лучами 1 и 2: $\Delta L = 2L \cos \theta$

Разность фаз между лучами 1 и 2: $\delta = 2kL\cos\theta$

Световое поле после прохождения 1-го зеркала:

$$E_1 = \sqrt{(1-r)} \ E_0$$
, где r - коэффициент отражения

Световое поле после 2-х, 4-х, 6-ти, ..., отражений:

$$E_2 = E_1 r e^{i\delta}$$
, $E_3 = E_1 r^2 e^{i2\delta}$, $E_4 = E_1 r^3 e^{i3\delta}$, ...

Суммарное световое поле внутри интерферометра:


$$E = E_1 \left(1 + re^{i\delta} + r^2 e^{2i\delta} + r^3 e^{i3\delta} + \dots \right) = E_1 \frac{1}{1 - re^{i\delta}}$$

Световое поле на выходе интерферометра:

$$E_d = \sqrt{(1-r)}E = E_0 \frac{1-r}{1-re^{i\delta}}$$



Функция пропускания интерферометра Фабри-Перо



Фаза:
$$\frac{\delta}{2} = \frac{2\pi L \cos \theta}{c} v$$

Резонансные частоты (при $\theta = 0$):

$$v = v_m = \frac{c}{2L}m$$

Интенсивность света, прошедшего интерферометр:

$$I_d = D(\delta) I_0$$
, где $\delta = 2kL \cos \theta$

Формула:

$$\left|1 - re^{i\delta}\right|^2 = 1 + r^2 - 2r\cos\delta = (1 - r)^2 + 4r\sin^2\frac{\delta}{2}$$

Функция пропускания интерферометра:

$$D(\delta) = \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$


Условие резонанса: $\delta = 2\pi m$, или

 $2L\cos\theta = m\lambda$

B резонансе: D=1



Разрешающая способность интерферометра Фабри-Перо



Уменьшение в 2 раза от максимума D = 1:

$$D = \frac{1}{2} \text{ когда: } \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2} = 1$$

Выберем $\delta=2\pi m+\varepsilon$, $\varepsilon\ll 1$, тогда $\sin^2\frac{\delta}{2}=\sin^2\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\varepsilon^2}{4}$.

$$=>$$
 $\varepsilon=rac{1-r}{\sqrt{r}}$, где $rac{arepsilon}{2}=rac{2\pi L\cos heta}{c}\delta
u_h$, $c=
u\lambda$

Ширина полосы пропускания: $\delta v_h = \frac{c}{4\pi L \cos \theta} \frac{(1-r)}{\sqrt{r}}$

Условие разрешения: $\delta v = 2 \delta v_h$

Разрешающая способность: (при $\theta = 0$)


$$R = \frac{\nu}{\delta \nu} = \frac{2\pi L \sqrt{r}}{\lambda (1 - r)}$$

Функция пропускания интерферометра:

$$D(\delta) = \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$



Интерференционная картина в интерферометре Фабри-Перо




Условие максимумов (светлые кольца):

 $2L\cos\theta=m\lambda$

Угловая дисперсия:

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{2L\sin\theta}$$

Вид интерференционной картины:





Дифракция ренгеновских лучей. Условие Брэгга-Вульфа

Дифракция на кристаллической решетке (длина волны $\lambda \approx 0.1 \div 0.2$ Нм)

Условие Брэгга-Вульфа (максимум отражения): $2d\sin\vartheta=m\lambda$

$$2d\sin\vartheta = m\lambda$$





Лауэграмма монокристалла NaCl

